


quick start guide



- D** Batterien einlegen (3xAAA, 1,5V)
- GB** Insert batteries (3 x AAA, 1.5V)
- F** Insérez les piles (3 x AAA, 1,5V)
- I** Inserimento delle batterie (3 AAA da 1,5V)
- RUS** Установка батареек (3 шт. x тип AAA, 1,5В)



- D** Bluetooth in den Einstellungen des Smartphones aktivieren
- GB** Activate Bluetooth in the smartphone settings
- F** Activez le Bluetooth dans les paramètres du smartphone
- I** Attivare il Bluetooth nelle impostazioni dello smartphone
- RUS** Активируйте в настройках смартфона функцию Bluetooth



- D** „healthcoach“ aus dem App Store installieren
- GB** Install “healthcoach” from the App Store
- F** Installez « healthcoach » dans l'App Store
- I** Installare „healthcoach“ nell' App Store
- RUS** Установите через App Store приложение healthcoach


quick start guide

4



- D App starten und den Anweisungen folgen
- GB Start the app and follow the instructions
- F Démarrez l'application et suivre les instructions
- I Avviare la app e seguire le istruzioni
- RUS Запустите приложение и следуйте указаниям

5



- D SBF 70 in App auswählen
- GB Select SBF 70 in the app
- F Sélectionnez SBF 70 dans l'application
- I Nella app selezionare SBF 70
- RUS Выберите в приложении SBF 70

6



- D Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen
- GB Assign the user when requested to do so by the app
- F Affectez les utilisateurs à la demande de l'application
- I Quando richiesto, eseguire l'assegnazione degli utenti
- RUS Когда в приложении появится соответствующий запрос, проведите процедуру согласно правилам пользования